

*Se référer aux MSI pour les indications complètes («Soins au pourtour du tube de gastrostomie et jéjunostomie» et «CSSS de Laval - Irrigation du tube de gastrostomie ou de jéjunostomie»)

À FAIRE

- **IRRIGUER** le tube avant et après chaque utilisation et au minimum q 4h
- **VÉRIFIER** le volume d'EAU et son apparence dans le ballonnet q 1 sem avec une seringue luer slip (ajouter le volume manquant si nécessaire)
- Couper les points de suture des boutons d'ancrage après **15 jours** si ceux-ci ne sont pas tombés

Gastrostomie :

- Tourner le tube de 90° chaque jour

Gastrojéjunostomie :

- Ne PAS tourner le tube

À ÉVITER

- **NE JAMAIS** mettre de compresse sous l'anneau de rétention externe
- **NE JAMAIS** clamper le tube
- **NE PAS** utiliser de lubrifiants gras ou de la vaseline sur le tube

RETRAIT ACCIDENTEL (risque fermeture de la stomie dans les 4hrs)

*Se référer aux MSI («Remplacement du tube ou bouton d'alimentation avec ballonnet dans une stomie cicatrisée»)

- Pour stomie **non compliquée d'AU MOINS 4 SEMAINES**: introduire un nouveau tube ou sonde Foley **au niveau de l'estomac seulement (jamais dans le jéjunum)** et gonfler ballonnet (maintenir sonde Foley en place avec pellicule adhésive - type Mefix)